

# DRK-SOX316 索氏提取仪 脂肪测定仪



## 产品用途:

DRK-SOX316 索氏提取仪 脂肪测定仪，是根据索氏抽提原理，对脂肪等有机物进行萃取分离的仪器，仪器具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及 CH 标准热萃取五种萃取方式。

## 产品介绍:

DRK-SOX316 索氏提取仪 脂肪测定仪，采用全玻璃与四氟材质作为实验通道，全溶剂通用的密封垫在保证通道密封性的同时，也可耐受各类有机试剂，满足各类用户在不同领域的应用要求。

DRK-SOX316 索氏提取仪 脂肪测定仪，采用整体嵌入式金属加热，升温更快速，平稳性更好，能耗更低。

DRK-SOX316 索氏提取仪 脂肪测定仪，采用竖屏面板，使用安卓风格界面，控制端轻松自由，可使用户在简约且人性化的操作中轻松完成整个实验。

## 产品特点:

- 1、全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等，满足各种有机溶剂的使用条件。
- 2、采用全自动标准索氏萃取，全通道为玻璃与四氟材质，有效避免杂质的引入，准确性高。采用一键开始与暂停操作，实验过程掌控灵活。
- 3、外置壁挂型控制器，方便灵活，简单快捷。
- 4、竖屏面板，安卓风格界面，操作简约且人性化。

- 5、五种萃取方式，满足不同客户萃取需求。
- 6、预设常用试剂选项，高频次实验一键轻松搞定。
- 7、整体嵌入式金属加热，升温更快，效率更高，功耗更低。
- 8、进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测，保证有机蒸气冷凝回流无泄漏的效果下，节约水资源。
- 9、仪器异常实时监控系統配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全。
- 10、具有高效的溶剂回收系统，有效减少试剂的浪费。

**注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。**